

K

"K" wie "Kompakt":
behrotest[®] Kompakt-Apparaturen
fürs Labor

behr
Labor-Technik





*KEX 30: Soxhlet-Extraktion,
30 ml*



*KSMA: Schwermetallaufschluß
mit Königswasser*



*KSTA: Gelöstes und leicht
freisetzbare Sulfid*



*KLFC: Leicht freisetzbare
Cyanide, 1 Probenplatz*



*KLFC 2: Leicht freisetzbare
Cyanide, 2 Probenplätze*



KTC: Gesamtcyanid

**Außerdem gibt es noch
Kompaktapparaturen für:**

- Soxhlet-Extraktion,
100 ml
- Fett-Extraktion, 100 ml
- Gelöstes und leicht
freisetzbare Sulfid,
2 Probenplätze

**Und wenn Sie Ihre An-
wendung im Prospekt
nicht finden: Fragen Sie
uns.
Wir finden eine Antwort.**

**Alle behrotest® Kompakt-Apparaturen
zeichnet aus:**

- Die ausschließliche
Verwendung hochwer-
tiger Materialien.
- Die einfache Handha-
bung. Alle Apparaturen
sind auf dem Ständer
anschlußfertig, kom-
plett montiert und
verschlaucht. Kein
langwieriges Hantieren
mehr mit Stativ-
stangen, Klemmen und
dergleichen.
- Die platzsparende
Bauweise. Alle Appa-
raturen finden auf einer
Grundfläche von nur
23 x 27 cm Platz. Das
gilt auch für die Appa-
raturen mit 2 Proben-
plätzen.
- Die analytische Sicher-
heit. Alle Bauteile ent-
sprechen den jeweils
anzuwendenden offzi-
ellen Standards.